



# Cirugía Española



[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)

## V-063 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA POR PUERTO ÚNICO CON MATERIAL DE LAPAROSCOPIA CONVENCIONAL. *TIPS AND TRICKS*

Muñoz Pérez, José María; Romero Marcos, Juan Manuel; Carbonell Aliaga, Mari Pau; Cifuentes Ródenas, José Andrés

Fundación Hospital Son Llàtzer, Son Ferriol.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** Uno de los motivos para la no generalización de la colecistectomía laparoscópica por puerto único es el incremento en el coste del procedimiento debido a la utilización de material específico que facilita la técnica. Sin embargo, siempre y cuando se conozcan y dominen las maniobras específicas de tracción y exposición, es factible llevarla a cabo con el material de laparoscopia convencional sin que ello implique un aumento insalvable de la dificultad. El objetivo del vídeo es mostrar la técnica quirúrgica de la colecistectomía por puerto único con un dispositivo tipo *glove port* y material de laparoscopia convencional.

**Caso clínico:** Se presenta el caso de una paciente con colelitiasis sintomática a la que se le realiza una colecistectomía laparoscópica a través de un puerto único tipo *glove port*, destacando las maniobras y pasos más importantes para conseguir una buena exposición, así como la resolución de un evento hemorrágico leve.

**Discusión:** La colecistectomía laparoscópica puede realizarse de forma segura a través de una única incisión, con el material de laparoscopia convencional y sin disparar el coste del procedimiento, mejorando los resultados estéticos.