



La imagen del mes

Migración de aguja de Kirschner al parénquima pulmonar



Migration of a Kirschner wire to the pulmonary parenchyma

Elena Ramos Martínez ^a, Francisco Javier Pérez Lara ^{b,*} e Ignacio Garcia Trujillo ^c

^a Servicio de Anestesia, Hospital de Antequera, Málaga, España

^b Servicio de Cirugía Digestiva, Hospital de Antequera, Málaga, España

^c Servicio de Radiología, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga, España




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Paciente que se interviene de forma urgente por fractura luxación de húmero. Se realiza reducción y osteosíntesis percutánea con 3 agujas de Kirschner. A los 20 días se retiran las agujas, evidenciándose que una de ellas se encuentra en lóbulo inferior de pulmón izquierdo. Se procede a realizar videotoracoscopia y extracción de la aguja sin incidencias y con buena evolución postoperatoria (figs. 1-3).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: javinewyork@hotmail.com (F.J. Pérez Lara).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2015.01.003>

0009-739X/© 2015 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.