




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



Video de mes

Colectomía derecha robótica con escisión completa del mesocolon y linfadenectomía D3 mediante abordaje suprapúbico «bottom-to-up»: aspectos técnicos clave



Robotic right colectomy with Complete Mesocolic Excision (CME) and D3 lymphadenectomy with a suprapubic bottom-to-up approach: technical key points

Melody García Domínguez^{a,b,*}, Domenico Lo Conte^b, Alfredo Mellano^b y Dario Ribero^b

^aServicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital General San Jorge, Huesca, España

^bCandiolo Cancer Center - IRCCS, Candiolo, Torino, Italia




Figura 1

Presentamos los puntos técnicos esenciales de una colectomía derecha robótica con escisión completa del mesocolon (ECM), ligadura vascular central (LVC) y linfadenectomía D3, realizada con el robot da Vinci Xi® y empleando un abordaje suprapúbico «bottom-to-up» ([ver vídeo como material adicional](#)).

La colocación de los trócares a lo largo de una línea horizontal suprapúbica permite una visión frontal del eje vascular mesentérico superior que, junto con una óptima triangulación instrumental, facilitan la separación del mesocolon del plano posterior y una disección más precisa de los vasos mesentéricos superiores, la arteria cólica media y el tronco de Henle ([fig. 1](#)).

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2020.03.017](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.03.017).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: melodygarciaominguez90@gmail.com (M. García Domínguez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.03.017>

0009-739X/© 2020 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.